

Medizinische Rollenpflaster und Fixierverbände

Eine weitreichende Entscheidung zur Versorgung Ihrer Patienten



Elastisch





Multifunktional



Hohe Klebkraft

Bei der Entscheidung für die richtige Fixierung ist der Verwendungszweck ausschlaggebend. In den meisten Einrichtungen kommen drei Anwendungsszenarien für eine Fixierung vor: die multifunktionale Fixierung, die elastische Fixierung und die Fixierung mit hoher Klebkraft.

Solventum erfüllt die Ansprüche aller Anwendungen und erleichtert die Entscheidung für das richtige Produkt, passend zum Patienten und der Applikationsform: Mit unseren medizinischen Rollenpflastern sind Sie effizient und situationsgerecht ausgerüstet.



1. Verwendungszweck?

- Im Vordergrund steht der Verwendungszweck, z. B. für die Fixierung von Verbänden, Wundauflagen, Kanülen etc.
- Wägen Sie zwischen ausreichender Haftung und Hautfreundlichkeit ab.

2. Tragedauer?

- Die Tragedauer steht immer im direkten Zusammenhang mit dem Verwendungszweck.
- Berücksichtigen Sie die Unterschiede zwischen Kunststoff- und Papier-/Vliespflastern für eine kurze bzw. lange Tragedauer.

3. Anatomische Lage?

- Im Bereich der Gelenke oder bei Ödemen kann es zu Bewegungen oder Schwellungen kommen.
- Reduzieren Sie das Risiko von Hautverletzungen durch entsprechend elastische und anschmiegsame Rollenpflaster.

4. Weitere Bedingungen?

- Je nach Körperbereich ist das Rollenpflaster Nässe, Schweiß, Feuchtigkeit, Exsudat etc. ausgesetzt.
- Minimieren Sie das Risiko einer Ablösung durch Rollenpflaster, die z. B. wasserabweisend sind oder speziell für transpirierende Haut konzipiert wurden.

Elastisch



3M™ Medipore™
Vliespflaster

Weitere elastische
Rollenpflaster:

3M™ Microfoam™
Schaumpflaster

Multifunktional



3M™ Micropore™ S
Silikonrollenpflaster

Weitere multifunktionale
Rollenpflaster:

3M™ Micropore™ Vliespflaster
3M™ Transpore™ Kunststoff-
pflaster

Hohe Klebkraft



3M™ Durapore™
Kunstseidenpflaster*

* 3M™ Durapore™ Kunstseidenpflaster mit hoher Klebkraft soll nicht für die Fixation kritischer Zugänge wie zum Beispiel Tubusfixierung eingesetzt werden.



Artikel-Nr. Abmessung Beschreibung Stk./Pkg. PZN



Multi-funktional

3M™ Micropore™ S

- hautschonend ablösbar, ideal für Patienten mit fragiler, empfindlicher Haut
- Trägermaterial: Polyestervlies
- Klebstoff: Silikonkleber ohne Polyacrylat

2770-1	2,5 cm x 5 m	blau	12	16015512
2770-2	5 cm x 5 m	blau	6	16015529



Multi-funktional

3M™ Micropore™

- hautfreundliches Vliespflaster: anschmiegsam, atmungsaktiv, kann beschriftet werden
- Trägermaterial: Viskosevlies
- Klebstoff: Polyacrylat

1530-0	1,25 cm x 9,1 m	weiß	24	01319732
1530-1	2,5 cm x 9,1 m	weiß	12	01319749
1533-1	2,5 cm x 9,1 m	beige	12	01319703



Multi-funktional

3M™ Transpore™

- transparentes Kunststoffpflaster: atmungsaktiv, wasserabweisend, leicht quer und längs reißbar
- Trägermaterial: poröses Polyethylen
- Klebstoff: Polyacrylat

1527-0	1,25 cm x 9,1 m	transparent	24	01405360
1527-1	2,5 cm x 9,1 m	transparent	12	01405377
1534-1	2,5 cm x 9,1 m	weiß	12	02520548



Elastisch

3M™ Medipore™ H 3M™ Medipore™

- flexibles Fixationsvlies zum Zuschneiden (mit Liner) oder zum Abreißen (perforiert): atmungsaktiv, anschmiegsam, querelastisch
- Trägermaterial: Polyestervlies
- Klebstoff: Polyacrylat

2862	5 cm x 9,1 m	perforiert	12	07478963
2863	7,6 cm x 9,1 m	perforiert	12	07478986
2864	10 cm x 9,1 m	perforiert	12	07478992
2991/1	5 cm x 10 m	mit Liner	24	18907172
2991/2	10 cm x 10 m	mit Liner	12	18907189
2991/3	15 cm x 10 m	mit Liner	12	18844230



Elastisch

3M™ Microfoam™

- komfortables Schaumpflaster: elastisch und wasserabweisend
- zur Fixierung und Polsterung, auch unter dauerhafter Kompression
- Länge gedehnt 5 m
- Trägermaterial: PVC-Schaum
- Klebstoff: Polyacrylat

1528-1	2,5 cm x 2,7 m	weiß	12	02024269
1528-2	5 cm x 2,7 m	weiß	6	02024275
1528-4	10 cm x 2,7 m	weiß	3	03190308



Hohe Klebkraft

3M™ Durapore™

- universelles Kunstseidenpflaster: hohe Klebkraft, atmungsaktiv, anschmiegsam, zugfest, längs und quer reißbar, beschriftbar
- Trägermaterial: Kunstseidenvlies
- Klebstoff: Polyacrylat

1538-0	1,25 cm x 9,1 m	weiß	24	01593433
1538-1	2,5 cm x 9,1 m	weiß	12	01593551
1538-2	5 cm x 9,1 m	weiß	6	01593568

Ihr Fachhändler